

## Presión De Esterilización Autoclave Portátil

Número de artículo: KT-P02



### Introducción

La presión de esterilización en autoclave portátil es un dispositivo que utiliza vapor saturado a presión para esterilizar artículos de manera rápida y efectiva.

[Aprende más](#)

|                                                    |                 |                |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Modelo                                             | KT-18LD         | KT-24LD        |
| Volumen de desinfección                            | 18L ø280×260mm  | 24L ø280×390mm |
| Estrés laboral fijo                                | 0.14-0.16Mpa    |                |
| Temperatura nominal de trabajo                     | 126°C           |                |
| Presión máxima de seguridad                        | 0.165Mpa        |                |
| Uniformidad de calor de la sala de esterilización. | ≤1°C            |                |
| Fuerza                                             | AC220V.50Hz/2KW |                |
| Volumen de transporte (mm)                         | 410×410×520     | 410×410×630    |
| Peso Bruto peso neto                               | 18/16Kg         | 19/17Kg        |