

Presión De Esterilización Autoclave Portátil

Número de artículo: KT-P02



Introducción

La presión de esterilización en autoclave portátil es un dispositivo que utiliza vapor saturado a presión para esterilizar artículos de manera rápida y efectiva.

[Aprende más](#)

Modelo	KT-18LD	KT-24LD
Volumen de desinfección	18L ø280×260mm	24L ø280×390mm
Estrés laboral fijo	0.14-0.16Mpa	
Temperatura nominal de trabajo	126°C	
Presión máxima de seguridad	0.165Mpa	
Uniformidad de calor de la sala de esterilización.	≤1°C	
Fuerza	AC220V.50Hz/2KW	
Volumen de transporte (mm)	410×410×520	410×410×630
Peso Bruto peso neto	18/16Kg	19/17Kg