

Ultracongelador Vertical De Precisión 158L Para Aplicaciones De Laboratorio

Número de artículo: KTFDV-158



Introducción

Fiabile congelador ULT de 158L para laboratorios, mantiene -86°C, de bajo consumo, con funciones de seguridad avanzadas. Ideal para el almacenamiento de muestras sensibles.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Modelo	KTFDV-158
Tipo	Vertical
Capacidad	158L
Temperatura interna	-40°C a -86°C, ajustable
Alarma	Alarma acústica y visual
Alimentación	220V/50Hz
Potencia	500W
Consumo de energía	7,1 kW.h/24h
Clase de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante ecológico sin flúor
Compresor	Alta eficiencia
Sistema de refrigeración	Sistema de refrigeración por compresión de una etapa
Control de temperatura	Control electrónico de temperatura
Pantalla de temperatura	Pantalla digital
Sonda	PTC
Ventilador condensador	EBM
Carcasa exterior	Chapa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Carcasa interior	Acero inoxidable 304
Estantes/Puertas interiores	2 estantes / 3 puertas interiores, acero inoxidable 304
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de equalización de presión	1 (Diámetro 18mm)
Ruedas	4
Peso Neto / Peso Bruto	123 / 150kg

Parámetro	Valor
Dimensiones exteriores (An D H)	700 700 1580 mm
Dimensiones interiores (An D H)	460 455 800 mm
Dimensiones del embalaje (An D H)	Caja de madera contrachapada 760 790 1720mm / Caja de cartón duro: 790 820 1750mm (Aprox.)
Cantidad de carga	21 piezas/20'GP