

# Vaso De Precipitados De Ptfе/Tapas De Vasos De Precipitados De Ptfе

Número de artículo: PTFE-16



## Introducción

El vaso de precipitados de PTFE es un recipiente de laboratorio resistente a ácidos, álcalis y temperaturas altas y bajas, apto para temperaturas de -200°C a +250°C. Este vaso tiene una excelente estabilidad química y se utiliza ampliamente para muestras de tratamiento térmico y análisis de volumen.

[Aprende más](#)

Modelo	diámetro interior/mm	altura/mm	peso/g
30 ml	37	52	25
50ml	44	54	40
100 ml	53	54	60
150 ml	60	79	89
200 ml	70	79	97
250 ml	73	88	134
300 ml	79	100	167
500 ml	95	110	172
1000 ml	115	145	364