


Rejilla De Limpieza De Ptfе/Cesto De Flores De Ptfе Cesto De Flores De Limpieza Resistente A La Corrosión

Número de artículo: PTFE-20



Introducción

La rejilla de limpieza de PTFE, también conocida como cesta de flores de limpieza de PTFE, es una herramienta de laboratorio especializada diseñada para la limpieza eficaz de materiales de PTFE. Esta rejilla de limpieza garantiza una limpieza exhaustiva y segura de los artículos de PTFE, manteniendo su integridad y rendimiento en entornos de laboratorio.

[Aprende más](#)

Modelo	Tamaño	Aplicable
Cuadrado	60mm*60mm	Vaso de 500 ml
Redondo	Diámetro 30mm	Vaso de 75 ml
Redondo	Diámetro 45 mm	Vaso de 100 ml
Redondo	Diámetro 60 mm	Vaso de 250ml

Proporcionamos cestas para flores de limpieza personalizadas en todos los tamaños que necesite