


Rejilla De Limpieza De Ptf/Cesto De Flores De Ptf Cesto De Flores De Limpieza Resistente A La Corrosión

Número de artículo: PTFE-20



Introduction

La rejilla de limpieza de PTFE, también conocida como cesta de flores de limpieza de PTFE, es una herramienta de laboratorio especializada diseñada para la limpieza eficaz de materiales de PTFE. Esta rejilla de limpieza garantiza una limpieza exhaustiva y segura de los artículos de PTFE, manteniendo su integridad y rendimiento en entornos de laboratorio.

[Aprende más](#)

| Modelo | Tamaño | Aplicable |
|----------|----------------|----------------|
| Cuadrado | 60mm*60mm | Vaso de 500 ml |
| Redondo | Diámetro 30mm | Vaso de 75 ml |
| Redondo | Diámetro 45 mm | Vaso de 100 ml |
| Redondo | Diámetro 60 mm | Vaso de 250ml |

Proporcionamos cestas para flores de limpieza personalizadas en todos los tamaños que necesite