

Recipiente De Ptfе

Número de artículo: PTFE-11



Introducción

El contenedor de PTFE es un contenedor con excelente resistencia a la corrosión e inercia química.

[Aprende más](#)

Sangre redonda diámetro exterior*diámetro interior*profundidad interior	Tamaño interior del plato cuadrado*profundidad interior
70 mm * 60 mm * 15 mm	60*60mm * 15mm
50 mm * 40 mm * 15 mm	80*80mm*15mm
60 mm * 50 mm * 15 mm	90*90mm*15mm
80mm*70mm*15mm	100*100mm*15mm
90 mm * 80 mm * 15 mm	110*110mm*15mm
100 mm * 90 mm * 15 mm	120*120mm*15mm
110 mm * 100 mm * 15 mm	
120 mm * 110 mm * 15 mm	
130 mm * 120 mm * 15 mm	
160 mm * 150 mm * 15 mm	200*200*120MM sobre cilindro de PTFE de 5L
92*83*19mm	Cilindro de PTFE de 10L
102*93*20mm	Cilindro de PTFE de 15L