

## Cuba De Digestión/Reactor De Digestión Por Microondas De Ptfе

Número de artículo: PTFE-37



### Introduction

Las cubas de digestión de PTFE son famosas por su excepcional resistencia química, estabilidad a altas temperaturas y propiedades antiadherentes. Su bajo coeficiente de fricción y su naturaleza inerte evitan las interacciones químicas, garantizando la pureza de los resultados experimentales.

[Aprende más](#)

Modelo	Diámetro (mm)	Altura (mm)
30 ml	49.5	109
50ml	55	114
100 ml	65	124
200 ml	74.5	143