

## Matraz De Ptfе/Matraz De Ptfе De Tres Bocas/Matraz De Ptfе De Fondo Redondo

Número de artículo: PTFE-36



### Introduction

El matraz de PTFE es un versátil recipiente de laboratorio fabricado con politetrafluoroetileno (PTFE) que ofrece una excepcional resistencia química, estabilidad térmica y propiedades antiadherentes. Ideales para manipular sustancias corrosivas y aplicaciones a alta temperatura, estos matraces son esenciales en diversos procedimientos de laboratorio, como el calentamiento, la mezcla y el almacenamiento de productos químicos.

[Aprende más](#)