


# Cesta De Limpieza Hueca De Ptfе/Transporte De Rejilla De Limpieza De Ptfе

Número de artículo: PTFE-21



## Introduction

La cesta hueca de PTFE para flores de limpieza es una herramienta de laboratorio especializada diseñada para procesos de limpieza eficaces y seguros. Fabricada con politetrafluoroetileno (PTFE) de alta calidad, esta cesta ofrece una resistencia excepcional a ácidos, álcalis y disolventes orgánicos, lo que garantiza su durabilidad y fiabilidad en diversos entornos químicos.

[Aprende más](#)

Modelo	tamaño
redondo	2 pulgadas
redondo	3 pulgadas
redondo	4 pulgadas
redondo	5 pulgadas
redondo	6 pulgadas
redondo	8 pulgadas
cuadrado	2 pulgadas
cuadrado	3 pulgadas
cuadrado	4 pulgadas
cuadrado	5 pulgadas
cuadrado	6 pulgadas
cuadrado	8 pulgadas

Modelo	Diámetro	Número de ranuras	Anchura de la ranura	Longitud de la ranura	Espesor total	Profundidad de la ranura	Longitud del asa
Vaso de 500 ml Hueco	80 mm	24	2,5mm	31mm	8mm	6 mm	100mm
Vaso 500ml Hueco	80mm	26	2,5mm	26mm	8mm	6 mm	100mm
Vaso 500ml Hueco	80mm	28	2,5mm	31mm	8mm	6 mm	100mm
Vaso 500ml Hueco	80mm	30	1,5mm	31mm	8mm	6 mm	100mm
Vaso 500ml Hueco	80mm	33	1,5mm	26mm	8mm	6 mm	100mm

Vaso 500ml Hueco	80mm	38	1,5mm	21mm	8mm	6mm	100mm
Vaso 500ml Hueco	80mm	40	2,5mm	16mm	8mm	6 mm	100mm
Vaso 500ml Hueco	80mm	52	1,5mm	16mm	8mm	6mm	100mm
Vaso 500ml Hueco	80mm	61	2,5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
Vaso 500ml Hueco	80mm	78	1,5mm	11mm	8mm	6mm	100mm
250ml Vaso Hueco	Proporcionamos personalizado blanco, blanco hueso, blanco lechoso cestas de flores de forma especial, incluyendo el tamaño de la ranura, el número de ranuras y otros indicadores se pueden cumplir.						
Vaso hueco de 100 ml	Suministramos cestas de flores de forma especial personalizadas de color blanco, blanco hueso y blanco lechoso, incluyendo el tamaño de la ranura, el número de ranuras y otros indicadores.						