

Frasco Reactivo Ptfе/Frasco Boca Ancha/Frasco Boca Fina/Frasco Muestra/ Ptfе Alta Temperatura

Número de artículo: PTFE-24



Introducción

El frasco para reactivos de PTFE, también conocido como frasco para productos químicos de PTFE o frasco para reactivos de teflón, es una alternativa robusta a los tradicionales frascos de vidrio para reactivos. Estos frascos son muy resistentes tanto a los ácidos como a los álcalis e incorporan un tapón de rosca a prueba de fugas. Ideales para uso en laboratorio, ofrecen una excelente resistencia química, capacidad para altas temperaturas de hasta 260°C y una durabilidad superior.

[Aprende más](#)

Modelo	Especificación	Diámetro exterior	Altura	Diámetro interior
Frasco de boca pequeña de PTFE	25 ml	36mm	81mm	21mm
	50ml	49mm	95mm	20mm
	100 ml	51mm	98 mm	20mm
	150 ml	54mm	108mm	20mm
	250 ml	70mm	117mm	35mm
	500ml	81mm	147mm	35mm
	1000ml	100mm	188mm	40mm
	2000ml	145mm	217mm	48mm
Frasco boca ancha PTFE	50ml	50mm	92mm	35mm
	100ml	52mm	103mm	35mm
	150 ml	54mm	106mm	35mm
	250ml	68mm	114mm	40mm
	500ml	81mm	149 mm	40mm
Frasco reactivo PTFE boca rosca fondo plano	1000ml	100mm	192mm	48mm
	2000ml	144mm	220mm	63mm
	5ml	16mm	55mm	*
	10ml	16mm	108mm	*
	20ml	22mm	106mm	*
	30ml	25mm	124mm	*
	50ml	30mm	125mm	*

100ml

39mm

139mm

*