

## Cuchara De Muestreo/Cuchara Para Soluciones/Cuchara Para Muestras/Cuchara Para Polvo Seco De Ptfе

Número de artículo: PTFE-22



### Introducción

La cuchara de muestreo de PTFE, también conocida como cuchara para soluciones o cuchara para muestras, es una herramienta crucial para introducir con precisión muestras de polvo seco en diversos procesos analíticos. Fabricadas en PTFE, estas cucharas ofrecen una excelente estabilidad química, resistencia a la corrosión y propiedades antiadherentes, lo que las hace ideales para manipular sustancias delicadas y reactivas en entornos de laboratorio.

[Aprende más](#)

Modelo	Cabezal cuadrado/redondo	Capacidad	Longitud del cabezal de la cuchara	Anchura del cabezal de la cuchara	Longitud total	Diámetro del mango de la cuchara
Mango corto Cuchara PTFE	redonda	3ml	40mm	22,3mm	97,5mm	*
Cuchara de PTFE de mango corto	redonda	5ml	54mm	31mm	134,2mm	*
Cuchara de PTFE de mango corto	redonda	10ml	70mm	39,7mm	169mm	*
Cuchara para polvo seco PTFE	cuadrada	3ml	39mm	16mm	197mm	*
Cuchara para polvo seco PTFE	cuadrada	5ml	50mm	26mm	196mm	*
Cuchara para polvo seco PTFE	cuadrada	10ml	50mm	27mm	196mm	*
Cuchara para polvo seco PTFE	cuadrada	15ml	50mm	33mm	197mm	*
Cuchara para polvo seco PTFE	redonda	3ml	38mm	22,6mm	110mm	*
Cuchara para polvo seco PTFE	redonda	5ml	42mm	27mm	195mm	*
Cuchara para polvo seco PTFE	redonda	10ml	50mm	30mm	150mm	*
Cuchara para polvo seco PTFE	redonda	15ml	67mm	67mm	198mm	*
Cuchara solución PTFE	*	3ml	28mm	23mm	180mm	*
Cuchara de solución PTFE	*	5ml	29mm	25,5mm	180mm	*

Cuchara de solución PTFE	*	10ml	33mm	31mm	235mm	*
Cuchara solución PTFE	*	30ml	53mm	37mm	300mm	8mm
Cuchara de solución PTFE	*	50ml	59mm	45mm	300mm	12mm
Cuchara de solución PTFE	*	100ml	71mm	54mm	350mm	12mm
Cuchara de solución PTFE	*	250ml	94mm	66mm	400mm	12mm
Cuchara de solución PTFE	*	500ml	127mm	79mm	450mm	12mm
Cuchara de solución PTFE	*	1000ml	150mm	98mm	500mm	14mm

Se pueden personalizar más estilos...