

## Frasco Triangular Ptfе/Frasco Triangular Con Tapa/Frasco Cónico/Conservante

Número de artículo: PTFE-31



### Introducción

El frasco triangular de PTFE, también conocido como frasco de reactivos de teflón, es una alternativa robusta y resistente a los productos químicos a los frascos de vidrio tradicionales, apta para manipular tanto ácidos como álcalis. Estos frascos son irrompibles, ligeros e incorporan un tapón de rosca a prueba de fugas, lo que los hace ideales para su uso en laboratorio.

[Aprende más](#)

Modelo	Altura incluida la tapa(mm)	Diámetro inferior del frasco(mm)	Diámetro interior (mm)
25 ml	88	40	27
50 ml	100	50	27
100 ml	105	59	27
250 ml	150	74	37
500 ml	174	105	37
1000 ml	220	136	37