


## Cuerpo De Soporte De Muestra

Número de artículo: ELES



### Introducción

Mejore sus pruebas electroquímicas con nuestro cuerpo de soporte de muestras. De alta calidad y fiable para obtener resultados precisos. Actualice su investigación hoy.

[Aprende más](#)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| área de reacción             | 1cm <sup>2</sup> (personalizable)                            |
| Tamaño de muestra aplicable  | diámetro circular > 15 mm longitud del lado cuadrado > 15 mm |
| Espesor de muestra aplicable | 3 mm – 5 mm (se puede personalizar)                          |
| forma conductora             | aguja de cobre bañada en oro                                 |
| Material general             | PTFE   |
| Dimensiones                  | Longitud de la varilla 6*80mm                                |