


## Cuerpo De Soporte De Muestra

Número de artículo: ELES



### Introducción

Mejore sus pruebas electroquímicas con nuestro cuerpo de soporte de muestras. De alta calidad y fiable para obtener resultados precisos. Actualice su investigación hoy.

[Aprende más](#)

área de reacción	1cm <sup>2</sup> (personalizable)
Tamaño de muestra aplicable	diámetro circular > 15 mm longitud del lado cuadrado > 15 mm
Espesor de muestra aplicable	3 mm – 5 mm (se puede personalizar)
forma conductora	aguja de cobre bañada en oro
Material general	PTFE
Dimensiones	Longitud de la varilla 6*80mm