

# Máquina Eléctrica Para Hacer Tabletas En Polvo De Laboratorio Con Prensa De Tabletas De Un Solo Punzón

Número de artículo: TPM-03



## Introducción

La comprimidora eléctrica de un solo punzón es una comprimidora a escala de laboratorio adecuada para laboratorios corporativos de las industrias farmacéutica, química, alimentaria, metalúrgica y otras.

[Aprende más](#)

Presión de punzonado ajustable	50KN
Diámetro de tableta ajustable	5mm - 25mm
Grosor de tableta ajustable	0,5-8 mm
Profundidad de llenado	20mm
Capacidad de producción	3600 piezas/hora
Fuerza de motor	1,5kW
Dimensiones del embalaje en caja de madera.	580*500*830mm
Peso incluida la caja exterior de madera.	150 kg (incluido el embalaje en caja de madera libre de fumigación para exportación)