

Tamiz Vibratorio De Bofetadas

Número de artículo: KT-T200TAP



Introducción

KT-T200TAP es un instrumento de tamizado oscilante y por palmadas para uso de sobremesa en laboratorio, con un movimiento circular horizontal de 300 rpm y 300 movimientos verticales de palmadas para simular el tamizado manual y ayudar a que las partículas de la muestra pasen mejor.

[Aprende más](#)

Diámetro del tamiz (mm)	200
Capas de tamiz	1-7 pisos
Número de oscilaciones (veces/min)	290±10
Número de golpes (veces/min)	156±10
Tiempos de vaivén	25
Altura de la bofetada	38±6
Potencia (W)	550
Tensión (V)	220
Dimensiones (mm)	H500*I500*W730
Peso de la pantalla (kg)	80