

# Homogeneizador Estéril Tipo Bofetada Dispensor

## Homogeneizador De Maceración De Tejidos

Número de artículo: KTL-6



### Introducción

El homogeneizador estéril de bofetadas puede separar eficazmente las partículas contenidas en el interior y en la superficie de las muestras sólidas, garantizando que las muestras mezcladas en la bolsa estéril sean totalmente representativas.

[Aprende más](#)

Modelo	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
Tensión	AC 220V		
Frecuencia	50Hz		
Potencia total	200W	220W	500W
Modo de visualización	Pantalla táctil de 4,3 pulgadas		
Rango de velocidad de bofetada	3-12 veces/s		
Volumen efectivo	3-400 ml		
Función de desinfección	/	Sí	
Longitud de onda de desinfección	/	253,7 nm	
Intervalo de tiempo	1S-99h59m59s o funcionamiento continuo		
Función de edición del programa	Combinación de 8 segmentos		
Peso neto	18 kg		
Dimensiones	460×250×330mm		