

Trituradora De Mandíbula De Laboratorio

Número de artículo: KT-EP



Introducción

Descubra la trituradora de mandíbula pequeña para una trituración eficiente, flexible y asequible en laboratorios y minas pequeñas. Ideal para carbón, minerales y rocas. ¡Aprenda más ahora!

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Marca	Kintek Solution
Modelo	KT-EP
Material de Alimentación	Dureza media, dura, quebradiza, tenaz
Tamaño Máx. de Alimentación	< 90 mm
Finesa Final	< 2 mm (dependiendo del material y el ajuste de brecha)
Rendimiento	Hasta 300 kg/h
Ajuste del Ancho de Brecha	0 - 30 mm (Ajuste continuo con escala)
Dimensiones de la Placa de Mandíbula	90 x 90 mm
Suministro Eléctrico	220V / 380V CA, 50-60Hz
Potencia del Motor	1.1 kW
Código de Protección	IP65
Normas	Certificado CE
Dimensiones (An x Pr x Al)	302 x 660 x 688 mm (Unidad Principal)
Dimensiones del Soporte Móvil	329 x 560 x 490 mm
Peso Neto	160 kg