


Molde De Prensa De Laboratorio Cuadrado

Número de artículo: PMS



Introducción

Cree muestras uniformes fácilmente con Square Lab Press Mold, disponible en varios tamaños. Ideal para batería, cemento, cerámica y más. Tamaños personalizados disponibles.

[Aprende más](#)

Modelo	SPM-A	SPM-B	SPM-C	SPM-D	SPM-E	SPM-F	SPM-G	
Material	Cr12MoV							
Dureza del penetrador	HRC60-HRC62							
Tamaño de la muestra	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 mm	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 mm	22×22 /25×25 /30×30 mm	32×32 /35×35 /40×40 mm	50×50 /60×60 /70×70 mm		81-150 mm (lado largo)	151-200 mm (lado largo)
profundidad de la cavidad	20mm	30mm	40mm	45mm	55/60/65mm		60mm	60mm
Dimensiones externas	φ43×93mm	φ53 × 120 mm	φ73 × 133 mm	φ88 × 150 mm	φ98×150mm/φ118×180mm/φ138×180mm		160 × 140 mm	220 × 160 mm
Peso (Kg)	0,65	1.2	2.4	4.8	7.3/11.4/20		25kg-40kg	45kg-80kg

Se pueden personalizar otros tamaños.