

Tamiz Vibratorio Bidimensional

Número de artículo: KT-VT150

NEW



Introducción

El KT-VT150 es un instrumento de sobremesa para el procesamiento de muestras, tanto para el tamizado como para la molienda. La molienda y el tamizado pueden utilizarse tanto en seco como en húmedo. La amplitud de vibración es de 5 mm y la frecuencia de vibración es de 3000-3600 veces/min.

[Aprende más](#)

Nombre del producto	Micro tamiz vibratorio tridimensional
Principio de procesamiento	Movimiento parabólico tridimensional de alta frecuencia
Características de la muestra de aplicación	Polvo granulado piezas pequeñas suspensión suelta, etc.
Tipo de procesamiento	Determinación del tamaño de las partículas, separación, clasificación
Carga máxima	3 kg
Número de capas de cribado	1-8 pisos
Masa máxima de la torre de tamizado	2 kg
Amplitud	0,2-3 mm
Frecuencia de vibración	3000 veces/minuto
Rango de tamaño de las partículas de cribado	20um-125mm
Diámetro máximo de criba disponible	100 mm
Altura máxima de la torre de cribado	510 mm
Función principal	Cronometraje Bloqueo de contraseña Cribado continuo Reinicio con una tecla para el cribado intermitente Sonido de alarma Cribado en seco y en húmedo Ajuste de la amplitud
Funciones adicionales	Placa de presión de cribado de cómoda visión Sistema de circulación de líquidos
Método de cribado	En seco
Descripción eléctrica	100-120V/200-240V AC,50-60Hz,100W
Puerto de alimentación	Estándar nacional/Estándar europeo/Estándar americano/Estándar británico, etc.
Peso neto	42 kg
Dimensiones (anchura, profundidad, altura)	430*400*620 mm
Nivel de protección	IP65
Norma	CE/ISO9001