

108L Congelador Vertical De Temperatura Ultrabaja Ult

Número de artículo: KTFDV-108



Introducción

Congelador de temperatura ultrabaja para laboratorios: almacenamiento a -86°C, control preciso, ecológico, interior de acero inoxidable. ¡Asegure ya sus muestras!

[Aprende más](#)

Características	Especificación
Modelo	KTFDV-108
Capacidad	108L
Temperatura interna	-40°C a -86°C (ajustable)
Control de temperatura	Controlador electrónico por microordenador, pantalla digital
Sonda de temperatura	PTC
Sistema de alarma	Alarmas acústicas y visuales
Suministro eléctrico	220V/50Hz
Consumo de energía	480W
Consumo de energía	6,5 kWh/24h
Nivel de protección	I/B
Tipo de clima	N
Refrigerante	Refrigerante mixto ecológico sin flúor
Sistema de refrigeración	Sistema Auto-Cascade de un solo compresor
Ventilador del condensador	Ventilador de alta eficiencia y bajo ruido
Carcasa exterior	Placa de acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
Carcasa interior	Acero inoxidable 304
Estantes/Puertas interiores	1 estante, 2 puertas interiores (acero inoxidable 304)
Espesor de aislamiento	120 mm
Puerto de ecualización de presión	1 (Diámetro 18mm)
Ruedas	4
Peso neto/bruto	107/133 kg
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	700*730*1260 mm
Dimensiones internas (An*F*Al)	460*460*510 mm